

1 Se connecter avec un accès « Membre »

2 Entrer le titre de la méthode générique à personnaliser dans le moteur de recherche, puis la sélectionner

- Voir l'outil « Rechercher une méthode par mots clés » au besoin

3 Cliquer sur le bouton « Personnaliser » situé à droite dans l'entête de la méthode

Administration d'une analgésie contrôlée par le patient (ACP) à l'aide d'une pompe




4 Sélectionner le champ à personnaliser

- Les champs pouvant être personnalisés sont :
 - Onglet « Propriétés » (Note sur l'encadrement de la pratique seulement)
 - Onglet « Techniques de soin » (Matériel requis, Procédure(s) sections 1 à 4)
 - Onglet « Outils » (ex. : ajout de documents, de références)
 - Onglet « Aide-mémoire »

5 Ajouter le contenu souhaité (la personnalisation) dans le champ approprié

- Consulter l'outil « Utiliser les outils de rédaction » pour plus d'information sur la rédaction de contenu sur la plateforme des MSI



6 Cliquer sur « Enregistrer » à gauche au bas de la page une fois que tous les champs à personnaliser sont complétés



- Les personnalisations s'affichent dans un encadré vert pâle en haut de la section personnalisée

