Blocage d'une méthode de soins (responsables de contenu seulement)

Cette procédure permet de retirer l'accès aux MSI qui ne s'appliquent pas à votre établissement.

- 1. Aller sur la page d'accueil des MSI.
- 2. Cliquer sur « Mon établissement » et « Méthodes bloquées ».



 La page suivante s'affichera. Écrire un mot-clé ou commencer à écrire le titre de la MSI à bloquer. Une liste déroulante s'affichera.
Sélectionner la MSI dans cette liste en cliquant sur le titre.

Métł	nodes Bloquées	
÷‡	aérosol	0
	Administration d'un médicament par aérosol-doseur	
Ajout	Administration d'un médicament par aérosol-doseur (n-p)	
Ajout E		

- 4. Vous pouvez ensuite
 - enregistrer la MSI à bloquer en cliquant sur « Enregistrer »;
 - ajouter une autre MSI à la liste des méthodes bloquées en cliquant sur « Ajouter un autre élément ».



Pour débloquer une MSI : effacer le titre de cette MSI de la liste et cliquer sur « Enregistrer ».